

Numéro de modèle	3R: S66 4R: S67
Capacité maximale	400 lb
Vitesse maximale ¹	Jusqu'à 8 km/h ou 5 mi/h
Garde au sol ³	3R: 3.25" au plancher 4R: 3.5" au plancher
Rayon de giration ³	3R: 40" 4R: 52"
Longueur hors-tout ³	3R: 46" 4R: 47"
Largeur hors-tout ³	20.75"
Hauteur siège-sol	21"-23.5"
Hauteur siège-plancher	15"-18"
Roue(s) avant	3R: 3" x 8" - 4R: 3" x 9"
Roues arrière	3" x 9"
Suspension	Avant et Arrière (CTS)
Autonomie par charge ^{1,2}	3R: Jusqu'à 28 km ou 17.4 milles (200 lb) Jusqu'à 21.2 km ou 13.2 milles (400 lb) 4R: Jusqu'à 28.6 km ou 17.8 milles (200 lb) Jusqu'à 20 km ou 12.4 milles (400 lb)
Poids total sans les batteries ⁵	3R: 120 lb / 4R: 132 lb
Pièces la plus lourde une fois l'appareil démonté ³	3R: 48 lb (section arrière) 4R: 57 lb (section avant)
Siège standard	Type: Compact, pliable Poids: 27.25 lb Dimensions: 20" large x 18" profond
Motorisation	Transmission scellée (propulsion) avec moteur à courant continu de 24 volts
Système de freinage double	Régénératif et électromécanique
Batteries requises ^{4,6}	Type: U1 (2) Poids: 25 lb chaque
Chargeur de batteries	3.5 ampères, externe
Garantie	Châssis : À vie limitée Motorisation : 2 ans limitée Électronique: 2 ans limitée Batteries: 1 an

- 1 Varie selon le poids de l'utilisateur, le type de terrain, la capacité en ampère-heure des batteries, le niveau de charge et la condition des batteries, et la condition et la pression des pneus. Cette spécification peut varier de ±10%.
- 2 Testé selon les standards ANSI/RESNA, MC Vol 2, Section 4 et ISO 7176-4. Les résultats sont basés sur des calculs théoriques selon les spécifications des batteries ainsi que la performance de la motorisation de l'appareil. Test effectué à la capacité maximale de poids.
- 3 En raison des tolérances de fabrication et de l'amélioration continue des produits, cette spécification peut être sujette à des variations de ±3%.
- 4 Le poids des batteries peut varier en fonction du fabricant
- 5 Comprend le poids du siège standard.
- 6 AGM ou cellules de gel requises

PRIDE[®]
MOBILITY
VIVEZ VOTRE MEILLEUR[®]

Beamsville, Ontario • 888-570-1113

pridemobility.ca |    

NOTE: Toutes les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Les informations contenues dans ce document sont exactes au moment de la publication; nous nous réservons le droit de modifier les spécifications sans préavis. La vitesse et l'autonomie varient en fonction du poids de l'utilisateur, du type de terrain, de la charge de la batterie, de l'état de la batterie et de la pression des pneus. En raison des tolérances de fabrication et de l'amélioration continue des produits, la longueur, la largeur, le rayon de braquage et la garde au sol peuvent être sujets à des écarts de ±3%. Les sièges sur commande spéciale ou de dimensions non standards ne sont pas rabattables à plat et réglables en profondeur.

0001667-073020

REVO[®] 2.0

**ROBUSTE ET
DÉMONTABLE
EN UN
TOURNEMAIN**



VIVEZ À VOTRE MEILLEUR[®]

pridemobility.ca |    

ROBUSTE ET CONÇU POUR DURER



20" x 18"
Charnière sans pincement, siège en vinyle noir avec pivot à 8 points pour un confort accru

Panier avant standard

Rangement sous le siège standard

Port USB intégré dans la colonne de direction

Poignée d'ajustement de la colonne de direction facile à agripper

Pneus légers noirs non-marquants à profil bas au design exclusif
(Pneumatiques en option sur le 4R: S67)



Suspension CTS de Pride



Démontable en un tournemain



Phare DEL intégré dans la colonne de direction

Découvrez le **Revo™ 2.0**, le plus impressionnant scooter intermédiaire qui combine un ensemble de fonctionnalités en un seul et même produit. Robuste et conçu pour durer, le Revo 2.0 offre une fiabilité et une robustesse auxquels vous vous attendez d'un scooter de luxe de taille intermédiaire. La suspension Comfort-Trac (CTS) assure une conduite souple et confortable sur des terrains variés. Faites l'expérience d'un démontage pratique en un tournemain, pour une portabilité comparable à notre gamme Travel Mobility. Profitez d'un espace de rangement sous le siège standard et une vitesse de pointe de 8 km/h.

- Démontage facile en un tournemain exclusif
- Les batteries peuvent être facilement rechargées lorsqu'elles ne sont pas sur le scooter
- Le sélecteur de mode ECO/Sport offre l'option ECO à 6.4 km/h (4 mi/h) qui offre une autonomie accrue ou le mode Sport à 8 km/h (5 mi/h)
- Le guidon Delta avec poignées enveloppantes ergonomiques vous permet de conduire le scooter d'une seule main et de reposer votre poignet
- Indicateur de charge des batteries DEL facile à lire
- Motorisation ultra-robuste avec contrôleur de 70 ampères
- Console conviviale
- Port USB facile d'accès et intégré dans la colonne de direction pour les appareils mobiles

Couleurs disponibles



Grey Street



True Blue

Accessoires

- Support à cannes/ béquilles (simple, double)
- Support à cellulaire
- Porte-verre
- Support à béquille canadienne
- Support à bonbonne d'oxygène
- Support à canne quadripode
- Panier arrière
- Rétroviseur
- Sac latéral fixé sur appui-bras
- Drapeau de sécurité
- Support à marchette
- Housse de protection
- Support à béquilles
- Ceintures de sécurité de 50", 60" et 70" de long